

BACTIGRAS°

Chlorhexidin acetátové tylové krytí

Popis

BACTIGRAS° je gáza s perlínkovou vzbou impregnovaná bílým měkkým parafínem BP s obsahem 0,5% chlorhexidin acetátu BP. Dodává se sterilní buď jako jednotlivé krytí v odlupovacích sáčcích nebo jako role v sáčcích, které lze otevřít pomocí zářezu pro odtržení.

Princip funkce

BACTIGRAS funguje jako bariéra mezi ránou a sekundárním obvazem a umožňuje, aby exsudát prošel do absorbujícího sekundárního obvazu. Antiseptický chlorhexidin acetát se z krytí pomalu uvolňuje a zajišťuje dlouhotrvající působení proti gram pozitivním a gram negativním bakteriím.

Indikace

BACTIGRAS se používá pouze pro povrchovou léčbu. Je určen pro široké spektrum zranění, u nichž hrozí infekce nebo k ní v ráně

již došlo, a to ve spojení se systémovými antibakteriálními činidly. Mezi typy ran, na něž lze krytí BACTIGRAS použít, patří:

- menší popáleniny a opařeniny
- lacerace, abraze a další poranění se ztrátou kůže
- dárcovská a příjemcovská místa kožních štěpů.

Kontraindikace

- Nepoužívejte na více než 10 % povrchu těla.
- Nepoužívejte, pokud je známá precitlivlost nebo alergie na chlorhexidin.

Bezpečnostní opatření při použití

- Vzácně se může vyskytnout dermatitida, kontaktní senzitivita nebo fotosenzitivita. Byla hlášena anafylaktická reakce na chlorhexidin, ale ta je vzácná.
- Vyhněte se kontaktu s očima, středním uchem, mozkovými plenary a mozkem.

Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
7456	5 cm x 5 cm	Krabice s 50 ks krytí
7457	10 cm x 10 cm	Krabice s 10 ks krytí
66003650	10 cm x 10 cm	Krabice s 50 ks krytí
66003661	10 cm x 40 cm	Krabice s 10 ks krytí
7461	15 cm x 20 cm	Krabice s 10 ks krytí
66007505	15 cm x 1 m	Krabice se 12 rolemi

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie
Obchodní známky společnosti Smith & Nephew°
© Smith & Nephew Datum vydání 12/2019
www.smith-nephew.com



2797

BACTIGRAS°

Klorheksidin acetatna obloga iz gaze

Opis

BACTIGRAS° je tkanina za gaze, impregniрана z belim vazelinom BP, ki vsebuje 0,5 % klorheksidin acetata BP. Pakiranje so sterilno kot posamične obveze v vrečkah ali kot zvitki v vrečkah, ki jih lahko odprete na delu, ki ga je mogoče odtrgati.

Način delovanja

BACTIGRAS deluje kot pregrada med rano in sekundarno obvezo in omogoča prehajanje izcedkja v vpojno sekundarno oblogo. Antiseptik klorheksidin acetat se počasi sprošča iz obloge in zagotavlja dolgotrajno delovanje proti grampozitivnim in gramnegativnim bakterijam.

Indikacije

BACTIGRAS se uporablja izključno za lokalno zdravljenje. Indicirano

- je pri raznolikih ranah, pri katerih obstaja tveganje okužbe, ali pri že okuženih ranah skupaj s sistemskimi protimikrobnimi sredstvi. Rane, ki so primerne za uporabo BACTIGRAS, so naslednje:
- lažje opekline in oparine;
 - raztrganine, odrgnine in druge rane zaradi izgube kože;
 - darovalska in sprejemna mesta presadkov.

Kontraindikacije

- Uporabite lahko na največ 10 % površine kože.
- Ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na klorheksidin.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Redko se pojavi dermatitis, kontaktna preobčutljivost ali fotoobčutljivost. Redko so poročali so o anafilaktični reakciji na klorheksidin.

Razpoložljivost izdelkov

Koda	Velikost	Razpoložljivost
7456	5 cm x 5 cm	50 obvez v škatli
7457	10 cm x 10 cm	10 obvez v škatli
66003650	10 cm x 10 cm	50 obvez v škatli
66003661	10 cm x 40 cm	10 obvez v škatli
7461	15 cm x 20 cm	10 obvez v škatli
66007505	15 cm x 1 m	12 zvitkov v škatli

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglija
Blagovne znamke družbe Smith & Nephew°
© Smith & Nephew Datum izdaje 12/2019
www.smith-nephew.com



2797

- Izogibajte se stiku z očmi, srednjim ušesom, možganskimi ovojnicami in možgani.
- BACTIGRAS ni združljiv za uporabo z milo, drugimi anionskimi materiali in tudi kalijevim jodidom. Izogibajte se uporabi izdelka BACTIGRAS z oksidativnimi sredstvi za nego rane.
- BACTIGRAS je izdelek za enkratno uporabo. Če se uporablja pri več kot enem pacientu, lahko pride do navzkrižne kontaminacije ali okužbe.
- Z odpiranjem embalaže z oblogo se poškoduje sterilna pregrada, zato neuporabljenih oblog ni dovoljeno shraniti za poznejšo uporabo.
- Izdelek je treba pri novorojenčkih, zlasti pri nedonošenih, uporabljati previdno. BACTIGRAS lahko povzroči kemične opekline kože.

Navodila za uporabo

1. Rano očistite skladno z lokalnim kliničnim protokolom.
2. Izberite ustrezno velikost obloge in odprite vrečko (ali odtrgajte končni kos iz pakiranja v zvitku).
3. Z rokavicami in kleščami odstranite zaščitni listič.
4. V enem sloju položite čez rano, tako da je v neposrednem stiku z njeno površino.
5. Namestite sekundarno vpojno oblogo, če je to ustrezno, in jo na mestu pritrdite z zadrževalnim povojem ali pritrdjevalnim filmom.
6. Odstranitev: BACTIGRAS ob menjavi sekundarne obveze ni treba menjati. Pogostost menjavanja je odvisna od kliničnih okoliščin in se lahko spreminja od enkrat na dan do dvakrat na teden.
7. Če se obveza prime na kožo, jo nežno odstranite tako, da jo zmočite s sterilno fiziološko raztopino.



Sterilizovano
gama žarjenim



Nepoužívejte,
pokud je obal
poškozený



Nepou-
žívejte
opakova-
vané



Prostudujte
si návod k
použití



Uchovávejte
v suchu
(<25 °C / 77 °F)



Upozornění



Chrňte před
slunečním
světlem



Sterilizirano
z gama
obsevanjem



Ne
uporabljajte,
če je ovojnina
odprta ali
poškodovana



Ni za
ponovno
uporabo



Glejte
navodila
za
uporabo



Hranite
v suhem
prostoru
(< 25 °C / 77 °F)



Pozor!



Zaščitite
pred sončno
svetlobo

