

# KLFMED<sup>®</sup>

## INSTRUCTION FOR USE NÁVOD NA POUŽITÍ WITHDRAWAL CANNULA ASPIRAČNÍ TRN

**This instruction for use is not part of products and is issued on customer request**

*Tento návod na použití není součástí výrobku ale je vystaven na žádost klienta*

- COROSPIKE GREEN ref: CPHF-CS01
- COROSPIKE BLUE ref: CPHF-CS05
- COROSPIKE RED ref: CPHF-CS10

Read the instructions carefully.

### **ČTI NÁVOD POZORNĚ.**

#### **Indications for Use:**

GREEN type: easy withdrawal and supplementary injection, reliable protection against microbial contamination by integrated air filter 1,2 µm.

**ZELENÝ: Jednoduchý bezinjekční odběr, spolehlivá ochrana proti mikrobiologické kontaminaci použitý filtr 1,2µm.**

BLUE type: reliable protection against particles during withdrawal by 5 µm solution filter and with integrated air filter 1,2 µm

**MODRÝ: Jednoduchý bezinjekční odběr, spolehlivá ochrana proti mikrobiologické kontaminaci použitý odvědušňovací filtr 1,2µm a filtr pro tekutiny 5µm .**

RED type: reliable protection against particles during withdrawal by 5 µm solution filter and with integrated air-vent filter 0,2 µm which is reliable handling of very sensitive solution for contamination and by protection against toxic aerosols

**ČERVENÝ: spolehlivá ochrana proti částicím zabraňuje 5µm filtru a integrovaný odvědušňovací filtr 0,2µm, které je spolehlivou a velmi citlivou ochranou proti znečištění a ochrana před toxickými aerosoly**

**Cautions:** Do not clean or re-sterilize. This device remains sterile until the package is opened or damaged. Do not use if the sterile package has been opened or damaged.

**Upozornění: Nečistit a ne re-sterilizovat opětovně. Nepoužívat pokud obal poškozen .**

**Re-sterilization:** Product is not intended for re-sterilization. Manufacturer prohibits re-sterilization.

**Re-sterilizace: Výrobek není určen k re-sterilizaci. Výrobce důrazně zakazuje.**

**Dangerous substances:** If unit package is marked with symbol "PHT-DEHP" product contains substances called dangerous. Corospiques do not contain dangerous substances.

**Pokud na obalu je uveden symbol PHT-DEHP výrobek může obsahovat nebezpečné látky. Coro spike tyto látky neobsahuje.**

**How to use:** Fully tighten all connection before use. Use aseptic techniques.

**Pevně dotáhnout všechny ventily před použitím :**

1. Open spike if packing not damages

**Otevři pokud obal nepoškozen**

2. Put spike in bottle

**Vpich trn do lahve**

3. Open clips-vent by spike and connect syringe with spike

**Otevři ventil a spoj s injekční stříkačkou**

4. Draw liquids through Luer-Lock connection on spike to syringe

**Natáhní roztok**

5. Disconnect syringe with spike and close clips-vent

**Odpoje stříkačku od trnu a zavři ventil trnu**

6. Re-connect syringe with spike according to medical/hospital rules.














**Odpoj stříkačku od trn dle zdravotnických předpisů**

7. Destroy spike when disconnecting with bottle. Throw away.

**Znič a vyhod trn po odpojení z lahve.**

# **KLFMED**<sup>®</sup>

Used symbol on blister

 <b>REF</b>	Product reference		For single use only	 <b>STERILE EO</b>	Sterilized by Ethylene oxide
 <b>LOT</b>	Batch/Lot number		Do not use if unit package is damaged		
	Date of Manufacturing		Keep away from sunlight		
	Use by/Expiry date		Keep away from rain		
	Manufactured by		Pyrogen free		
	See instruction for use		Temperature limitation		