



Pinzeta anatomická rovná 14 cm

Branže jsou jemně vroubkované, slouží k šetrnému uchopení jemných struktur.



Pinzeta chirurgická rovná 14 cm

Branže mají tři zoubky, slouží k uchopení hrubších tuhých struktur, jako jsou např. kůže, sliznice, fascie a další.



Pinzeta anatomická ADSON 12 cm

Jemná prodloužená pracovní část slouží k přidržování jemných struktur, vroubkování na konci branží zabraňuje rozdrčení tkáně.



Pinzeta chirurgická ADSON 12 cm


Jemná prodloužená pracovní část se třemi zoubky vhodná k manipulaci a zachycení tenkých a jemných tkání.

| Kód | Popis výrobku | Min. objednáací množství |
|-------------|--|--------------------------|
| 14-01696-13 | Chirurgické nůžky hrotnaté rovné 13 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-01694-14 | Chirurgické nůžky hrotnatotupé rovné 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-01965-11 | Chirurgické nůžky IRIS zahnuté 11,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-01964-11 | Chirurgické nůžky IRIS rovné 11,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-01794-16 | Nůžky preparační Mayo rovné 16 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-02785-09 | Nůžky na nehty zahnuté 9,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-02629-16 | Převazové nůžky 16 cm | 1 balení (25 ks) |
| 14-02629-20 | Převazové nůžky 20 cm | 1 balení (25 ks) |
| 16-04382-14 | Peán anatomický rovný 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 16-04295-12 | Svorka Halsted mosquito anatomická zahnutá 12,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 16-04302-12 | Svorka micro mosquito anatomická rovná 12,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 19-06428-14 | Jehelec autofix Mathieu 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 19-06342-14 | Jehelec Mayo-Hegar rovný 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 24-08052-14 | Kombinovaná lžička ostrá 16,5 cm | 1 balení (25 ks) |
| 33-11915-07 | Kyreta bioptická 7 mm | 1 balení (25 ks) |
| 15-02788-14 | Pinzeta anatomická rovná 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 15-02952-14 | Pinzeta chirurgická rovná 14 cm | 1 balení (25 ks) |
| 15-02834-12 | Pinzeta anatomická ADSON 12 cm | 1 balení (25 ks) |
| 15-03024-12 | Pinzeta chirurgická ADSON 12 cm | 1 balení (25 ks) |

JEDNORÁZOVÉ STERILNÍ NÁSTROJE

Funkce a výhody:

- vždy po ruce a připravené k použití
- vyrobené z kvalitní nerezové oceli
- matné provedení zabraňující nežádoucím odleskům při výkonu
- samostatně sterilně balené
- barevně označené pro odlišení od ostatních nástrojů
- se samolepicím trackovacím štítkem
- dodávané v dávkovacím boxu



CE 1639

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce divize Spotřebního zdravotnického materiálu na szm@promedica-praha.cz.



**Chirurgické nůžky
hrotnaté rovné 13 cm**

Rovné, obě branže ostré, vhodné ke stříhání měkkých tkání a lékařského materiálu.



**Chirurgické nůžky
hrotnatotupé rovné 14 cm**

Rovné s jednou ostrou a druhou tupou branží, vhodné ke stříhání měkkých tkání a lékařského materiálu.



**Chirurgické nůžky IRIS
zahnuté 11,5 cm**

Jemně zahnuté chirurgické nůžky, obě branže ostré s ostrými špičkami, vhodné pro preparaci a stříhání tkání.



**Svorka Halsted mosquito
anatomická zahnutá 12,5 cm**

Jemně zahnutá cévní chirurgická svorka s vroubkovanými čelistmi vhodná pro zastavení krvácení.



**Svorka micro mosquito
anatomická rovná 12,5 cm**

Rovná cévní chirurgická svorka s vroubkovanými čelistmi vhodná pro zastavení krvácení.



**Jehelec
autofix Mathieu 14 cm**

Tupé čelisti opatřené vroubkováním a samorozevírací kleštvé rukojeti slouží k pevnému uchopení jehly při chirurgickém šití.



**Chirurgické nůžky IRIS
rovné 11,5 cm**

Jemně rovné chirurgické nůžky, obě branže ostré s ostrými špičkami, vhodné pro preparaci a stříhání tkání.



**Nůžky preparační Mayo
rovné 16 cm**

Rovné nůžky s tupými konci určené k disekci tkání.



**Nůžky na nehty
zahnuté 9,5 cm**

Mírně zahnuté, obě branže ostré, určené ke stříhání nehtů.



**Jehelec
Mayo-Hegar rovný 14 cm**

Určen k uchopení jehel při chirurgickém šití.



**Kombinovaná lžička
ostrá 16,5 cm**

Slouží k odebrání nevelkých objemů tkáně (snímání novotvarů či tenkých vrstev).



**Kyreta bioptická
7 mm**

Ostrý kruhový pásek umístěný na rukojeti slouží ke snímání tkání.



**Převazové nůžky
16 cm**

Lomené s dolní tupou špičkou pro bezpečné odstranění obvazů.



**Převazové nůžky
20 cm**

Lomené s dolní tupou špičkou pro bezpečné odstranění obvazů.



**Peán
anatomický rovný 14 cm**

Určen k uchopení a držení tkání a cév nebo svorkování trubic.

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce divize Spotřebního zdravotnického materiálu na szm@promedica-praha.cz.