

Ningbo Greatcare Trading co., Ltd.

Unit 93, building 12, No.818 Qiming Rd.
Yinzhou, Ningbo, China. 315105

Tel: +86-574-8778 6632
Fax: +86-574-8778 6644
greatcare@greatcare.cn



Výrobek: KYSLÍKOVÁ MASKA

Určené použití:

Kyslíkové masky vyrobené z PVC pro lékařské použití mají vynikající biokompatibilitu. Masky, která zakrývá ústa a nos a je napojena na kyslíkovou láhev. Dodává kyslík přímo pacientovi.

Ref. č.: GCR101205

Seznam sortimentu:

PRODLOUŽENÁ (XL) PRO DOSPĚLÉ, S 5 MM A 2,1 M DLOUHOU
KYSLÍKOVOU HADIČKOU, ZELENÁ

Otázky životního prostředí:

Obsahuje latex.....	Ne
Konektor.....	PVC
Trubice.....	PVC
Konektor s dvojitým otvorem.....	PVC

Standardizace:

Značka CE.....	0197
Systém kvality certifikovaný podle	ISO13485

Sterilizace:

Sterilní.....	Ano
Sterilizace.....	EO
Doba použitelnosti.....	5 let od data sterilizace

Skladování:

Skladujte na čistém, chladném a suchém místě s relativní vlhkostí nejvýše 80 % a bez korozivních plynů.