

## Technický list - SPECIFIKACE PRODUKTU

### Výrobce:


Steriwund spol. s r.o.

Lidická 43/886, Havířov-Šumbark, 736 01

Název produktů	Kompres z netkané textilie, 4vrst., sterilní
Rozměry	5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x10cm, 10x20cm
Účel použití	k ošetření ran, komprese poranění, krytí ran, absorpce tekutin, exsudátu na tělním povrchu
Charakteristika	Kompresy jsou vyrobeny z netkaného textilu. Jsou skládány do formy kompresu v počtu 4 vrstev.
Třída rizika dle NV č.54/2015 Sb.	Is

### Technické parametry

položka	jednotka	rozměr	standard
počet vrstev	ks		4
Hmotnost (minimální)	g	5x5cm 7,5x7,5cm 10x10cm 10x20cm	1ks / 0,29 100ks / 29 1ks / 0,60 100ks / 60 1ks / 1,17 100ks / 117 1ks / 1,95 100ks / 195
identifikace vlákna	%		70% PE a 30% viskóza
tolerance plochy v rozloženém stavu	cm <sup>2</sup>		tolerance ±5%
rozměr v rozloženém stavu (minimální)	cm <sup>2</sup>	5x5cm 7,5x7,5cm 10x10cm 10x20cm	100 225 400 800
doba expirace (sterilní, nesterilní provedení)	-	-	5 let

	jméno	funkce	Datum	Změna č.	podpis
Vypracoval	Jarošová Helena	Manažér kvality	2021-10-25		

#:  spol. s r.o.  
Lidická 43/886, 736 01 Havířov-Šumbark  
DIČ: CZ01943690 tel.: 596 881 508  
www.steriwund.cz, e-mail: steriwund@mailcity.cz