

Péče o zdravotnické prostředky

Vyberte si ze široké nabídky produktů B. Braun pro dezinfekci malých povrchů



- Meliseptol® rapid
- Meliseptol® HBV ubrousky
- Meliseptol® Foam pure
- Meliseptol® Wipes sensitive
- Softa® Cloth CHX 2%

Meliseptol® rapid

Alkoholový dezinfekční prostředek k přímému použití pro rychlou dezinfekci malých ploch a předmětů. Vhodný na zdravotnické zařízení, jako jsou např. křesla, matrace, postele, povrchy zdravotnických přístrojů a všech malých povrchů odolných vůči alkoholu.

- rychlá účinnost
- široké spektrum účinnosti
- příjemná vůně

Dezinfikované plochy nebo předměty dostatečně smočit (max. 50 ml / m²)

Použití / Účinnost	Expozice
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů včetně mykobakterií, plísní, obalených virů, rota-, noro- a adenovirů	1 min
Papovaviry	5 min
Spóry	7 min



Meliseptol® HBV ubrousky

Ubrousky napuštěné přípravkem Meliseptol® rapid pro rychlou dezinfekci.

- účinný během 1 minuty
- široké spektrum použití
- při aplikaci nevzniká dráždivý aerosol

Dezinfikované plochy nebo předměty dostatečně smočit (max. 50 ml / m²)

Použití / Účinnost	Expozice
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů včetně mykobakterií, plísní, obalených virů, rota-, noro- a adenovirů	1 min
Papovaviry	5 min
Spóry	7 min



Meliseptol® Foam pure

Přípravek pro rychlou dezinfekci povrchů zdravotnických přístrojů a vybavení ve formě pěny. Rozpad pěny během několika sekund podporuje čisticí účinek přípravku.

Přípravek je vhodný i pro zdravotnické prostředky s citlivými povrchy:

- vybavení operačních sálů
- příslušenství ultrazvukových přístrojů
- infuzní pumpy (přípravek doporučovaný na Perfusor® Space a Infusomat® Space)
- speciální nemocniční lůžka
- zubařská křesla
- povrchy z umělé kůže v nemocnicích a ordinacích



Účinnost baktericidní vč. TBC, fungicidní (C. albicans), proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV), neobaleným virům (Noro-, Rota-, polyomaviry)

Baktericidní, fungicidní (C. albicans), obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Vaccinia, chřipka typu A), Rotaviry	DGHM 2001 EN 13727/13624/ EN 13697 DW / RKI EN 14476	1 min
Baktericidní, fungicidní (C. albicans) při vysoké organické zátěži	DGHM 2001 EN 13727/13624/ EN 13697	2 min
Tuberkulocidní	DGHM 2001 EN 14348	3 min
Norovirus Polyomavirus	DW / RKI EN 14476	5 min

Meliseptol® Foam pure

Meliseptol® Foam pure	Katalog. č.
Láhev s aplikátorem pěny, 750 ml	19290
Kanystr, 5 l	19289

Meliseptol® Wipes sensitive

Dezinfekční ubrousky pro citlivé povrchy.

- napuštěné přípravkem pro citlivé povrchy
- široké spektrum účinnosti během 1 minuty
- dermatologicky testován

Účinnost	Norma	Expozice
Bakterie, kvasinky, obalené viry (HBV, HCV, Vaccinia), rotaviry	DGHM/VAH 2001 EN 1040 EN1275 EN1276	1 min
Mykobakterie (M. Terra)	EN 14348 EN 14563	3 min
Polyomavirus Norovirus	DVV/RKI	5 min
Avian Influenza-A-virus	DVV/RKI	15 s



Produkt	Počet ks	Katalog. číslo
Meliseptol® Wipes sensitive dóza	60 ks	19582
Meliseptol® Wipes sensitive náhradní náplň	60 ks	19530

Softa® Cloth CHX 2%

Ubrousky pro dezinfekci povrchů a dekontaminaci zdravotnických prostředků.

- k okamžitému použití
- baleny jednotlivě
- kompatibilní s Discifix® C a Safeflow

Antimikrobiální účinnost

Softa® Cloth CHX 2% je účinný proti bakteriím a kvasinkám

Mikroorganizmy	Norma	Expozice
E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa	EN 13727	15 s čistě i špinavé podmínky
C. albicans	EN 13624	15 s čistě i špinavé podmínky



Prodejní balení / použitelnost

Produkt	Použitelnost	Balení	Kat. č.
Softa® Cloth CHX 2%	24 měsíců	100 ks	19581

