

GAMMEX® Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová chirurgická rukavice z extra silného materiálu na rukavice, aby vydržela náročnost operace, zejména při použití elektrických nástrojů a přítomnosti úlomků kosti

Nabízí průměrně o 50% větší tloušťku kombinovanou s povrchovou úpravou se silnou texturou pro vynikající úchop při manipulaci s nástroji. Tato bezpudrová latexová chirurgická rukavice je ideální pro vysoce rizikové ortopedické, traumatologické a kardiologické výkony.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- V průměru o 50 % tlustší než standardní bezpudrové latexové chirurgické rukavice od společnosti Ansell poskytují vynikající ochranu
- Povrchová úprava se silnou texturou pro vynikající úchop v suchých i vlhkých aplikacích
- Vnitřní potah s použitím technologie DERMASHIELD™ usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměny během operace.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka
- Lepší úchop v mokřích prostředích

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudrové
Barva	Hnědá
Tvar	Anatomický tvar se zaoblenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Textura na prstech a dlaních
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Ortho
Citlivost úchopu	Vysoká
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Ne
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výroba konečné verze: 0,65 (kontrolní úroveň GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuveďeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	EN 388, EN 455 část 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 a 4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, AS/NZS 4179
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556, korejská norma GMP

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell

Severní Amerika

USA Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika

Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55 11 3356 3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika

Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik

Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland

Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com